

胃粘膜上皮细胞

货号 G0Y-01X1684

产品规格: T25/冻存管 (5×10^5 Cells)

细胞简介:

胃黏膜上皮细胞覆盖于胃腔表面, 构成胃黏膜屏障的第一道防线。这类细胞分泌黏液和碳酸氢盐形成保护层, 抵御胃酸和胃蛋白酶侵蚀, 在胃溃疡、胃炎和胃癌研究中发挥关键作用。

产品介绍:

产品名称: 胃粘膜上皮细胞

组织来源: 人/小鼠/大鼠正常胃组织

细胞形态: 上皮细胞样, 柱状或多角形, 呈铺路石状排列

生长特性: 贴壁生长, 需依赖细胞外基质支撑

保存条件: 冻存细胞可在 -80°C 保存 1 个月, 液氮中长期保存可达数年

培养基: 上皮细胞专用培养基, 添加 10%胎牛血清、表皮生长因子(EGF)、胰岛素、转铁蛋白等生长添加剂

培养环境: 37°C 、5% CO_2 培养箱, 湿度 $\geq 95\%$

换液频率: 每 2-3 天更换一次新鲜培养基

传代比例: 细胞融合度达 80-90%时, 按 1:2 至 1:3 比例传代

消化液: 0.25%胰蛋白酶-EDTA 溶液, 37°C 消化 1-2 分钟

包被条件: 鼠尾胶原 I ($2-5 \mu\text{g}/\text{cm}^2$) 包被培养瓶

质量检测:

实验室分离的胃粘膜上皮细胞经 Cytokeratin 免疫荧光鉴定, 纯度可达 90%以上, 且不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。

方法简介:

实验室分离的胃粘膜上皮细胞采用胶原酶消化法结合差速贴壁法、并通过上皮细胞专用培养基培养筛选制备而来。